

Contactgegevens:

Bedrijf:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Datum:

Ordernummer:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

1. Heb je een naafmotor/duwhulp?


Ja ga naar stap 9 →

Nee ga naar stap 2

2. Wil je uitsparingen in je spaakbeschermers?

Ja (A)



Nee (B)



3. Welke hoepelbevestiging heb je?

Ronde hoepelbevestigingen (A)

Platte hoepelbevestigingen (B)



4. Aantal hoepelbevestigingen / uitsparingen

4

5


6

5. Maatvoering spaakbeschermers - buitendiameter

Buitendiameter in mm: _____ mm (*max 620 mm*)


Een spaakbeschermer zonder hoepeluitsparingen:
neem maat Foto A.

Een spaakbeschermer met hoepeluitsparingen:
neem maat Foto B.



6. Maatvoering spaakbeschermers – diameter gat

Gatdiameter in mm: _____ mm (*minimaal 80 mm*)



Let op:

Als je je wiel met een quick release as uit de rolstoel neemt, doe je dit door je vingers door de spaken heen te steken en met je duim op de quick release as te drukken. Je moet dus in het gat van de spaakbeschermer ruimte houden om dit te kunnen doen.

7. Heb je een trommelrem?


Ja (*Wij adviseren om voor een extra buiging te kiezen bij vraag 8*)

Nee

8. Wil je een extra buiging?

Ja

Nee



9. Naafmotoren



Geen naafmotor



Decon E-drive, 20 inch



Decon E-drive, 22 inch



Decon E-drive, 24 inch 1



Decon E-drive, 24 inch 2



Decon E-drive, 25 inch



Decon E-drive, 26 inch



Decon E-move, 20 inch



Decon E-move, 22 inch



Decon E-move, 24 inch



Decon E-move, 25 inch



Decon E-move, 26 inch



E-fix E25 E20, 22 inch



E-fix E25 E20, 24 inch



E-fix E26, 22 inch



E-fix E26, 24 inch



E-fix E35 E36, 22 inch



E-fix E35 E36, 24 inch



E-motion M15, 22 inch



E-motion M15, 24 inch



E-motion M25, 22 inch



E-motion M25, 24 inch



E-motion M25, 26 inch



Indes Sunrise, 24 inch




Twion, 24 inch

10. Bedrukking

Geen bedrukking, transparante spaakbeschermers.

Design nr.: (Kies het nummer
van het design uit onze website/catalogus).




Motieven die beginnen met "B-" kunnen alleen
worden gekozen bij onze standaard maten
zonder uitsparingen



11. Bevestigen van de spaakbeschermers op het wiel

Voor het bevestigen van de spaakbeschermers op het wiel worden dopjes (A) of trekbandjes (B) gebruikt, zie foto. Beide (A & B) worden standaard meegeleverd.

Indien je een wiel met een naafmotor hebt, hoef je geen keuze te maken, deze spaakbeschermers hebben standaard montage gaten.



Kies uit de opties om de montage gaten van de spaakbeschermers te bepalen

- (A) Spaakbeschermers geleverd met 3 montage gaten Ø 9mm t.b.v. dopjes, alleen mogelijk bij spaakbeschermers zonder uitsparingen en bij wielen met 36, 24, 18 of 12 spaken.
- (B) Spaakbeschermers geleverd met 3x 2 montage gaten Ø 4mm t.b.v. trekbandjes
- (C) Spaakbeschermers geleverd zonder montage gaten, je boort de gaten zelf.